


Specific heat capacity of metals with measureAPP

(Item No.: P1044268)

Curricular Relevance



Difficulty



Intermediate

Preparation Time



10 Minutes

Execution Time



10 Minutes

Recommended Group Size



2 Students

Additional Requirements:

- Apple iPad

Experiment Variations:

Keywords:

Calorimetry, Mixture temperature, Specific heat capacity

Task and equipment

Information for teachers

A choice can be made as to whether the measured values are to be used to determine the heat capacity of the metal bodies or to determine the water equivalent of the calorimeter that is described under additional tasks.

Initially the calorimeter should be filled with water at room temperature. This ensures that the contents of it are all at an almost uniform temperature.

A boiling water bath is used as a constant temperature reservoir for the metal bodies. This keeps the temperature constant in a simple way, but has the disadvantage that the temperature is relatively high so that the metal bodies can easily lose heat on their way to the calorimeter.

The water equivalent values found depend on how rapidly the experiment is carried out.

Notes on set-up and procedure

The metal bodies should not touch the bottom of the Erlenmeyer flask when they are heated up, as it is hotter than the rest of the water bath.



Specific heat capacity of metals with measureAPP (Item No.: P1044268)

Task and equipment

Task

Application

The calorimeter can be used to determine the heat content of a piece of metal. The heat content can be calculated from the mixing temperature that is reached in the calorimeter.

Why is the hot-water-bottle filled with water and not with metal? Besides the weight, there is another important reason, that will be revealed in this experiment.



Long-lasting heat from a hot-water-bottle is possible, because of the water inside. Would this be possible with metal, too?

Task

How much heat can be stored in metals?

Heat up metal bodies of the same mass but different metals to the same temperature in a water bath. Bring them separately into a calorimeter that is filled with water having a known initial temperature and measure the mixing temperature that is reached. Calculate the specific heat capacities of the various metals from your results.

Equipment

Position No.	Material	Order No.	Quantity
1	Cobra4 Wireless/USB-Link incl. USB cable	12601-10	1
2	Cobra4 Sensor-Unit 2 x Temperature, NiCr-Ni	12641-00	1
3	Immersion probe NiCr-Ni, steel, -50...400 °C	13615-03	1
4	Support base, variable	02001-00	1
5	Support rod, stainless steel, l = 600 mm, d = 10 mm	02037-00	1
6	Universal clamp	37715-00	1
7	Boss head	02043-00	1
8	Ring with boss head, i. d. = 10 cm	37701-01	1
9	Wire gauze with ceramic, 160 x 160 mm	33287-01	1
10	Metal bodies, set of 3	04406-00	1
11	Lid for student calorimeter	04404-01	1
12	Agitator rod	04404-10	1
13	Felt sheet, 100 x 100 mm	04404-20	2
14	Erlenmeyer wide neck, boro., 250ml	46152-00	1
15	Beaker, low form, plastic, 100 ml	36011-01	1
16	Beaker, low, BORO 3.3, 250 ml	46054-00	1
17	Beaker, low, BORO 3.3, 400 ml	46055-00	1
18	Graduated cylinder 100 ml, PP transparent	36629-01	1
19	Fishing line, l. 20m	02089-00	1
20	Pipette with rubber bulb	64701-00	1
21	Butane burner, Labogaz 206 type	32178-00	1
22	Butane cartridge C206, without valve, 190 g	47535-01	1
23	Boiling beads, 200 g	36937-20	1

Position No.	Material	Order No.	Quantity
24	Apple iPad		1
24	PHYWE measure App		1



Set-up and evaluation

Set-up




Fig. 1: Set-up

- Set the stand up as in Fig. 1.
- Fill at least 250 ml of water in the Erlenmeyer flask and add two boiling chips.
- Thread a 40 cm length of fishing line through each of the three metal bodies and knot it to make a loop.
- Hang all of the metal bodies on the universal clamp. They should not touch the bottom of the Erlenmeyer flask and it must be possible to take them out individually.
- Make up a thermally insulating vessel (calorimeter) using two glass beakers (250 ml und 400 ml) and two felt sheets.
- Fill 150 ml of water, either cold or at room temperature, in the calorimeter. Measure the water out exactly from the plastic beaker using the graduated flask and the pipette.
- Ease the agitator rod through the appropriate hole in the calorimeter lid from below and fit the lid on the calorimeter.

Procedure

Caution!

The support ring and the wire gauze get very hot during the heating of the water!
Take care! Do not let the sensor cable touch the wire gauze!

- Bring the water in the Erlenmeyer flask to the boil. When the water boils, adjust the flame so small that it just continues to boil.
- In the meantime, connect the Cobra4 Sensor-unit 2 x Temperatur with the Wireless/USB-link. Now plug the Immersion probe NiCr-Ni, steel, -50...400 °C into the T1 socket of the Sensor-unit. Switch the Wireless/USB-link on.
- Connect your iPad via Wi-Fi with the Wireless/USB-link.
- Open the PHYWE measure App  and select the sensor "2x temperature". Please make sure only the T1 measurement channel is activ.
- The preset sampling rate of 1 Hz is suitable for this experiment.
- Insert the temperature sensor through a hole in the lid of the calorimeter so that it dips into the water but does not touch the bottom.
- Start measurement recording in measureApp, a measured temperature value is now recorded every second.
- Stir and wait until the temperature display remains constant, at least 100 s.
- Take a metal body and rapidly transfer it to the calorimeter, immediately put the lid back on.
- Carefully stir the water in the calorimeter so that the heat in the water is uniformly distributed.
- End measurement with, when the temperature remains constant or when it slowly decreases. Save it afterwards.
- Pour away the water in the calorimeter, dry the calorimeter beaker. Fill 150 ml of water into it.
- Repeat the experiment in the same way with each of the two other metal bodies.
- Finally measure the temperature of the boiling water before you turn the burner off, holding the temperature sensor in the universal clamp.

Evaluation


All metal bodies have the same mass $m_{\text{metal}} = 60 \text{ g}$.

All metal bodies have the same initial temperature in boiling water $\vartheta_{\text{metal},1}$.

The mass of the water in the calorimeter was for each experiment $m_{\text{water}} = 150 \text{ g}$.

The specific heat capacity of water is $c_{\text{water}} = 4,2 \text{ J}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$

After transfer of the metal bodies into the calorimeter, the temperatures of the water in the calorimeter and of the metal bodies come to a common temperature of $\vartheta_{\text{cal},2}$.



Protokoll: Spezifische Wärmekapazität von Metallen mit measureAPP

Auswertung - Frage 1

Wähle in der measureApp das „Vermessen“-Werkzeug mit der, um die Anfangstemperatur im Kalorimeter $\vartheta_{\text{Kal},1}$ und die Mischungstemperatur im Kalorimeter $\vartheta_{\text{Kal},2}$ bei allen drei Messkurven zu bestimmen. Ergänze Tabelle 1.

Trage auch die Siedetemperatur des Wassers, die von Luftdruck und Salzgehalt (hauptsächlich Kalk) des Wassers abhängt, in Tabelle 1 ein. Rechne die Temperaturdifferenzen der Temperatur der Metallprobe $\Delta\vartheta_{\text{Metall}} = \vartheta_{\text{Metall},1} - \vartheta_{\text{Kal},2}$ und des Wassers im Kalorimeter $\Delta\vartheta_{\text{Wasser}} = \vartheta_{\text{Kal},2} - \vartheta_{\text{Kal},1}$ vor und nach dem Überführen der Metallprobe ins Kalorimeter aus und ergänze Tabelle 1.

Messing	$\vartheta_{\text{Kal},1} / ^\circ\text{C}$	$\frac{1}{\pm 10}$	$\Delta\vartheta_{\text{Wasser}} / ^\circ\text{C}$	$\frac{1}{\pm 1}$	$\Delta\vartheta_{\text{Messing}} / ^\circ\text{C}$	$\frac{1}{\pm 5}$
	$\vartheta_{\text{Kal},2} / ^\circ\text{C}$	$\frac{1}{\pm 10}$				
Eisen	$\vartheta_{\text{Kal},1} / ^\circ\text{C}$	$\frac{1}{\pm 10}$	$\Delta\vartheta_{\text{Wasser}} / ^\circ\text{C}$	$\frac{1}{\pm 1}$	$\Delta\vartheta_{\text{Eisen}} / ^\circ\text{C}$	$\frac{1}{\pm 5}$
	$\vartheta_{\text{Kal},2} / ^\circ\text{C}$	$\frac{1}{\pm 10}$				
Aluminium	$\vartheta_{\text{Kal},1} / ^\circ\text{C}$	$\frac{1}{\pm 10}$	$\Delta\vartheta_{\text{Wasser}} / ^\circ\text{C}$	$\frac{1}{\pm 1}$	$\Delta\vartheta_{\text{Aluminium}} / ^\circ\text{C}$	$\frac{1}{\pm 5}$
	$\vartheta_{\text{Kal},2} / ^\circ\text{C}$	$\frac{1}{\pm 10}$				
Ausgangstemperatur der Metalle $\vartheta_{\text{Metall},1}$		$\frac{1}{\pm 6}$				

Auswertung - Frage 2

Unter der Voraussetzung, dass keine Wärme an die Umgebung abgegeben wird und auch keine weiteren Heizquellen mehr wirksam sind, gilt folgendes:

Die Metallprobe gibt die Wärmemenge $\Delta Q_{\text{Metall}} = c_{\text{Metall}} \cdot m_{\text{Metall}} \cdot \Delta \vartheta_{\text{Metall}}$ im Kalorimeter ab.

Das Wasser nimmt die Wärmemenge $\Delta Q_{\text{Wasser}} = c_{\text{Wasser}} \cdot m_{\text{Wasser}} \cdot \Delta \vartheta_{\text{Wasser}}$ auf.

Beide Wärmemengen müssen gleich sein. Die spezifische Wärmekapazität c_{Metall} ist dabei die einzige Unbekannte, die restlichen Größen wurden gemessen oder als bekannt vorausgesetzt. Also gilt:

$$\Delta Q_{\text{Metall}} = \Delta Q_{\text{Wasser}}$$

$$c_{\text{Metall}} \cdot m_{\text{Metall}} \cdot \Delta \vartheta_{\text{Metall}} = c_{\text{Wasser}} \cdot m_{\text{Wasser}} \cdot \Delta \vartheta_{\text{Wasser}} \quad (1)$$

$$c_{\text{Metall}} = c_{\text{Wasser}} \cdot \frac{m_{\text{Wasser}}}{m_{\text{Metall}}} \cdot \frac{\Delta \vartheta_{\text{Wasser}}}{\Delta \vartheta_{\text{Metall}}} \quad (2)$$

Mit den Werten aus diesem Experiment eingesetzt ergibt sich:

$$c_{\text{Metall}} = 4,2 \text{ J}/(\text{°C} \cdot \text{g}) \cdot \frac{150 \text{ g}}{60 \text{ g}} \cdot \frac{\Delta \vartheta_{\text{Wasser}}}{\Delta \vartheta_{\text{Metall}}}$$

$$c_{\text{Metall}} = 10,5 \text{ J}/(\text{°C} \cdot \text{g}) \cdot \frac{\Delta \vartheta_{\text{Wasser}}}{\Delta \vartheta_{\text{Metall}}} \quad (3)$$

Rechne aus den Messwerten der Tabelle 1 mit Hilfe der Formel (3) die Wärmekapazitäten der Metallproben aus und ergänze Tabelle 2:

Tabelle 3: Literaturwerte		
Messing	$c_{\text{Messing}} / \text{J}/(\text{°C} \cdot \text{g})$	0,385
Eisen	$c_{\text{Eisen}} / \text{J}/(\text{°C} \cdot \text{g})$	0,450
Aluminium	$c_{\text{Aluminium}} / \text{J}/(\text{°C} \cdot \text{g})$	0,896

Auswertung - Frage 3

Vergleiche Deine Ergebnisse mit den Literaturwerten aus Tabelle 3. Warum errechnet die Formel (3) zu niedrige Werte? Welche Wärmekapazität wurde außer Acht gelassen?

.....

.....

.....

.....

Zusatzaufgabe - Frage 1

Gehe nun davon aus, dass die Wärmekapazitäten der Metallklötze bekannt sind und sich aus Tabelle 3 ergeben. Als Unbekannte wird die Wassermenge im Kalorimeter angenommen. Die Differenz aus dem errechneten Wert für die Wassermenge und der tatsächlichen Wassermenge wird Wasserwert des Kalorimeters genannt.

Formel (1) nach m_{Wasser} auflösen ergibt:

$$m_{\text{Wasser}} = m_{\text{Metall}} \cdot \frac{c_{\text{Metall}}}{c_{\text{Wasser}}} \cdot \frac{\Delta\vartheta_{\text{Metall}}}{\Delta\vartheta_{\text{Wasser}}} \quad (4)$$

Errechne die Wassermengen gemäß (4) und daraus mit der bekannten Wassermenge von 150 g jeweils den Wasserwert des Kalorimeters.

Dem Wasserwert des Kalorimeters entspricht eine Wärmekapazität C in $\text{J}/^\circ\text{C}$. (Erinnerung: $C = c_{\text{Wasser}} \cdot m_{\text{Wasser}}$, $c_{\text{Wasser}} = 4,2 \text{ J}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$). Errechne ebenfalls die Durchschnittswerte der drei Versuche.

Ergänze Tabelle 4:

	$m_{\text{Wasser}} / \text{g}$	Wasserwert / g	$C / \text{J}/^\circ\text{C}$
Messing	1 ±10	1 ±3	1 ±10
Eisen	1 ±10	1 ±3	1 ±10
Aluminium	1 ±10	1 ±3	1 ±10
Durchschnitt	1 ±10	1 ±3	1 ±10

Zusatzaufgabe - Frage 2

Wo liegen die größten Messunsicherheiten?

.....

.....

.....

.....